PORTER

MIDAS™

Digital Touchscreen Flowmeter



Inovație și tehnologie la îndemâna degetului

PORTER

The Trusted Name In Nitrous

www.PorterInstrument.com/Midas

Vă prezentăm Porter MIDAS™ – un nou debitmetru pentru protoxid de azot, cu toate atingerile potrivite.



Comenzi Touch and Slide™ pentru debit și concentrație*

Ecran tactil luminos și intuitiv

Model portabil (în imagine) sau pentru montaj în dulap

Funcționează cu mănuși și bariere de protecție

Tehnologie eAVS pentru control precis al evacuării gazelor*

Funcție de recuperare a oxigenului la finalul procedurii

Caracteristici și beneficii

Prin interfața sa avansată cu ecran tactil, Porter Midas™ redefinește precizia și exactitatea administrării protoxidului de azot și a oxigenului. Control Touch and Slide™ al debitului și *al concentrației gazelor și multe altele, la o simplă atingere a degetului!*

- Comenzi Touch and Slide™ pentru debit și concentrație*
- Debit ridicat – până la 18 l/min
- Ecran tactil capacitiv
- Comenzi ergonomice și intuitive
- eAVS – Comutator electronic automat de vid – control precis al evacuării gazelor*
- Alerte sonore și vizuale
- Jurnal al procedurii exportabil, cu aplicația Porter Midas™ și iPad™
- Opțiune de control la distanță, cu aplicația Porter Midas™ și iPad™
- Jurnal al gazului consumat și rămas
- Recuperare O2 la finalul procedurii
- Garanție 2 ani

Caracteristici de siguranță

- Siguranță la lipsa oxigenului
- Blocare opțională cu PIN a protoxidului
- Supapă de admisie a aerului de urgență
- Conexiuni cu sistem de siguranță indexat după diametru (DISS)
- Flush de oxigen
- Supapă unidirecțională anti-reinhalare
- Port auxiliar de oxigen pentru supapă la cerere sau debitmetru de oxigen
- Autotest de diagnosticare la pornire și continuu pe durata utilizării

* eAVS și Touch and Slide™ sunt în curs de brevetare

eAVS: Comutator electronic automat de vid



Control precis al evacuării gazelor

- Afișajul și comanda vidului se află pe ecranul tactil Porter Midas™
- Setați și controlați precis debitul de vid pentru o evacuare ideală a gazelor
- Pornește automat vidul la începerea fluxului de gaz



7445-2AV

Opțiuni portabile Porter MIDAS™

- Cărucior mobil E-stand pentru 4 butelii
- Cărucior mobil compact
- Braț telescopic de perete



7440-AV



7420-AV

Vizitați site-ul nostru pentru mai multe detalii: www.PorterInstrument.com/Midas

Porter MIDAS™ – montaj în dulap sau pe perete



Cu 5,3” Î x 9,2” L x 1,5” A, ecranul Porter Midas™ este ideal pentru spații restrânse și ușor de instalat într-o mare varietate de dulapuri.



Instalare ușoară cu suport de montaj și decupaj de 1-1/8”





Suport glisant stânga / dreapta (bag tee)
2036-M




Suport glisant sub blat (bag tee)
2037-M

Numere de piesă

7465C or 7465C-LPI	Set Porter Midas™ pentru montaj în dulap
7465C-AV or 7465C-AV-LPI	Set Porter Midas™ pentru montaj în dulap, cu eAVS

Dimensiuni



Dimensiuni în inci

Contactați Porter pentru mai multe informații:
Tel.: 215-723-4000 E-mail: porternitrous@parker.com

www.PorterInstrument.com/Midas